

## Acr-Bis (40%, 19:1)

### 产品描述

本产品为含 40% acrylamide-bisacrylamide 的水溶液，其中 acrylamid 和 bisacrylamide 的比例为 19: 1。常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶)，包括 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离，是实验室的常用储备液。

### 实验操作

配置 PAGE 胶时，按照需要添加本产品。

### 注意事项

1. 本产品需要 4℃ 避光保存。
2. Acr-Bis (40%, 19:1)有一定毒性，使用时请注意适当防护。
3. 本产品仅限于科学用途使用。

**APExBIO Technology**

[www.apexbt.com](http://www.apexbt.com)

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: [info@apexbt.com](mailto:info@apexbt.com)