

5X Running Buffer

产品描述

本产品是适用于 Tris-甘氨酸系统的电泳缓冲液，常用于用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）。该产品是在常规方法基础上优化配制而成，便于储存以及操作。

组分和储存条件


Components	K1197-1 L	K1197-5*1 L
5X Running Buffer	1 L	5*1 L
Store the components dry at room temperature for 1 year.		

实验操作

使用蒸馏水或者去离子水将 5x running Buffer 稀释成 1x 后使用。

注意事项

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再稀释使用。
2. 产品密封保存，防止污染。
3. 本产品仅限科研用途使用。



APEX BIO Technology
www.apexbt.com

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: info@apexbt.com

