

10X TBST Buffer

产品描述

TBST 即 Tris-Buffered Saline and Tween 20, 是由 TBS 添加 Tween 20 经 HCl 调节 pH 至 7.4 后配制而成, 是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液。Tween 20 作为一种非离子型去污剂, 有复性抗原和提高特异性识别能力的作用。TBST 封闭和洗涤可以降低背景, 增强信噪比, 因此可用于免疫印迹 (WB)、免疫荧光 (IF)、免疫组化 (IHC) 和免疫细胞化学 (IC) 等试验中封闭液的配置、一抗二抗的配置以及孵育后的洗涤等。

组分和储存条件

Components	K1199-1 L	K1199-5*1 L
10X TBST Buffer	1 L	5*1 L
Store the components at room temperature for 12 months.		

实验操作

使用蒸馏水或 ddH₂O 将 10X TBST Buffer 稀释为 1X 后使用。

注意事项

- 1X TBST 可以室温保存一周左右, 期间发现出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
- 本产品仅限科研用途使用。

APExBIO Technology
www.apexbt.com

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: info@apexbt.com