

## Primary Antibody Dilution Buffer

### 产品描述

本缓冲液主要由 BSA、Triton-100 等组成，有助于抗体穿透至组织并封闭非特异性信号。产品主要用于一抗的稀释和配制。

### 组分和储存条件

Components	K1200-100 mL	K1200-500 mL
Primary Antibody Dilution Buffer	100 mL	500 mL

Store the components at 4 °C for 6 months and at -20 °C for 2 years.

### 实验操作

作为一抗稀释液使用：按照抗体说明书或合适稀释比例直接进行稀释即可。

### 注意事项

1. 该产品仅可用于非标记的一抗稀释，不能用于 HRP 及 AP 标记的抗体稀释。
2. 本产品仅限科研用途使用。

**APExBIO Technology**  
[www.apexbt.com](http://www.apexbt.com)

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: [info@apexbt.com](mailto:info@apexbt.com)